



BRONDI

BIGTEL

Forstærkertelefon +40dB

Fastnet telefon
Bruger vejledning



Tele Call Danmark ene-distributør i Danmark for BRONDI
www.telecall.dk

1. Klargøring

1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen
2. Tilslut telefonen til telefonstikket

2. Monter Batteri

Hvis telefonen er tilsluttet telefonlinien, skal denne frakobles inden batterierne monteres eller udskiftes.

1. Afmonter dæksel i bunden af telefonen
2. Indsæt 1 stk. AAA batteri. Vi anbefaler at der indsættes Alkaline batterier af høj kvalitet
3. Monter dæksel

3. Monter telefonen på vægen

Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan monteres på vægen. Ved montering væg, følg nedenstående vejledning

1. Monter 2 skruer lodret med en afstand på 100mm. Skruhovedet skal være 5mm fra vægen.
2. Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse den
3. Skub holderen til telefonrøret op så det ikke længere sidder på telefonen
4. Vend holderen og skub den på plads

4. Modtag opkald

Løft telefonrøret når telefonen ringer

4. Afslut opkald

Læg telefonrøret tilbage på telefonen

5. Opkald fra telefonen.

Løft telefonrøret og afvent klartone. Displayet er tomt. Vælg opkaldsmetode. Displayet kan vise 16 decimaler.

- Tryk telefonnumret på nummertasterne, nummeret vises i displayet

ELLER

- Tryk REDAIL for at ringe til det sidst kaldte nummer

ELLER

- Tryk  eller  for at ringe til gemte numre.

Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 6

ELLER

- Tryk MEMORY efterfulgt af én nummertasterne for at ringe til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 6

6. Gem telefonnummer

Vigtigt: monter 1 stk. AAA batteri for at telefonnumrene gemmes når telefonen ikke er tilkoblet telefonlinien.

1. Løft telefonrøret
2. Tryk på STORE tasten
3. Tryk telefonnummer på nummertasterne, nummeret bliver vist i displayet
5. Vælg kortvalgs tast

- Tryk  eller 

ELLER

- Tryk på STORE tasten
- Tryk på én af nummertasterne 0 - 9

6. Læg telefonrøret tilbage på telefonen

7. Genkald

Løft telefonrøret og tryk REDAIL og telefonen ringer til det sidst kaldte telefonnummer

8. Pause funktion RECALL


Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

Ved tryk på RECALL indsættes en pause på 3,6 sekund. Pausen kan indsættes i et telefonnummer der gemmes. Se punkt 6

9. Juster lydstyrke i højttaler

Tryk på BOOST under samtale for at opnå høj lydstyrke. Den røde lampe ved * tasten lyser når BOOST er tilkoblet. Juster lydstyrken trinløst fra 0-9. Lydstyrken ændres automatisk til normal lydstyrke når telefonrøret lægges på.

10. Tonejustering

Juster  forstærkningen af de høje frekvenser på TONE på siden af telefonen.

Bemærk at tonejusteringen kun er aktiv når BOOST er aktiv.

11. Juster ringestyrke

Sæt glideren på højre side af telefonen HI (høj), LOW (lav) eller OFF (fra).

12. Ur



Når telefonen ikke er i brug, vises uret.

Uret vises 6 sekunder efter telefonrøret er lagt på

13. Indstil Ur

1. Tryk på SET knappen og TIMER blinker i displayet
2. Tryk på +/- knappen og juster tiden
3. Tryk SET knappen og MINUTTER blinker i displayet
4. Tryk på +/- knappen og juster minutter
5. Tryk på SET. Tiden er nu indstillet.
Sekunder er sat til 00

15. Stopur

- Besvar opkald
Når et opkald besvares vises samtalslængde i displayet
- Foretag opkald
Når du selv kalder op vises det nummer som du ringer til,  samtidig vises tidsforbruget
- Ved tryk på  nulstilles tidsforbruget.

Teleslynge

Telefonen har indbygget teleslynge.

Høreapparatet sættes i T-stilling for at anvende høreapparatet når du telefonerer.

Vigtig information om telefonnumre gemt i telefonens hukommelse:

Så længe telefonen er tilsluttet en aktiv telefonlinie, vil telefonen huske de gemte telefonnumre uden der er monteret 1 stk. AAA batteri. Uret vil ligeledes virke når der er monteret batteri.

Er batterierne ikke monteret vil hukommelsen blive slettet og uret bliver nulstillet når:

- Telefonen frakobles telefonlinien
- Liniefejl, også korte afbrydelser
- For mange telefoner er tilsluttet samme telefonlinie.

Er telefonens hukommelse slettet, indkodes telefonnumrene på ny, se punkt 6

Overensstemmelsens erklæring

Brondi Telefonia S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at BIGTEL er i overensstemmelse med EC R&TTE Direktiv 1999/5/CE og opfylder følgende standarder: EN55022, EN55024, EN60950. overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen:



BIGTEL er i overensstemmelse med EC EMC Direktiv 89/336/CEE og med CE Lav spændings direktiv 73/23/CEE.