

Amplified Photo ID Telephone

**Téléphone Amplifié A Touches
Mémoire Photo**

Verstärktes Telefon mit Bildtasten



English Page 1

Français Page 16

Deutsch Seite 31

CONTENTS

CONTENTS	1
INTRODUCTION	2
Unpacking the Telephone	3
DESCRIPTION	4
General Description	4
SETTINGS	6
Setting Up	6
Ringer Settings.....	6
Flash (Recall) Setting.....	6
Receiving Volume Setting	6
Speakerphone Volume Setting	7
USING THE TELEPHONE	8
Making a Call	8
Receiving a Call	9
Last Number Redial	9
Hearing Aid Use	9
Flash Signal	9
MEMORY	10
Storing a Number to Memory	10
Dialling a Number from Memory	10
TROUBLESHOOTING	11
SAFETY INFORMATION	12
DEVICES	13
GUARANTEE	14
RECYCLING DIRECTIVES	15

INTRODUCTION

!!! Please refer to our website: **www.geemarc.com** for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of.!!!

Congratulations on purchasing your Geemarc PHOTOPHONE110. This is an amplified big button telephone The large button keypad is easy to see and use, it helps to prevent any misdialling. There are photo dial buttons, also designed to make dialling easier because you will be able to identify these speed dial buttons with pictures of your friends and family. This telephone is compatible with hearing aids.

Its is important that you read the instructions below in order to use your Geemarc telephone to its full potential. Keep this user guide in a safe place for future reference.

This guide explains how to use the following telephone:

PHOTOPHONE 110

INTRODUCTION

Unpacking the Telephone

When unpacking the telephone, you should find the following in the box:

- 1 PHOTOPHONE 110 unit
- 1 PHOTOPHONE 110 handset with curly cord
- 1 Telephone line cord
- 1 User Guide



For product support and help visit our website at
www.geemarc.com

E-mail : **help@geemarc.com**


Telephone : **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri
2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
France


DESCRIPTION

General Description

- | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 1) M3 | 8) Handsfree | 15) Handset volume |
| 2) M4 | 9) Ringer Red LED | 16) Line |
| 3) M7 | 10) M2 | 17) Flash (100-300) |
| 4) SOS | 11) M1 | 18) Amplify |
| 5) Store | 12) M6 | (OFF/ON) |
| 6) Flash | 13) M5 | |
| 7) Redial | 14) Numerical key | |



DESCRIPTION



19) Ringer switch (OFF/LO/High)

20) Volume (Lo, Middle, Hi)

SETTINGS

Setting Up

Connect the handset to one end of the curly cord. Plug the other end of the curly cord into the jack on the left hand side of the PHOTOPHONE110 unit. Place the handset on the cradle.

Connect the line cord to the jack located at rear of telephone then connect the plug at the other end of the line cord into the wall socket or internet box*.

(*) Classified TNV-3 according to EN62368-1 standard

Ringer Settings


A switch located on the right side of the PHOTOPHONE110 unit allows the ringer volume to be switched to **HI** (maximum volume), **LO** (lowest volume) or **OFF** (if you would prefer not to be disturbed).


Flash (Recall) Setting

You can adjust the flash time by using the switch located on the rear side of your telephone phone. There are two levels available, 100ms and 300ms. Your telephone works with a flash time for United Kingdom and European (R=100ms), France (300ms). When the FLASH switch 100/300 is moved, your telephone's land line needs to stay unplugged for 10 minutes for the change to be processed.

Receiving Volume Setting

You can alter the receiving volume during a conversation according to your hearing requirements.

Use the Volume slide control  **VOL.** found on the right side of the telephone base to adjust the level. The volume adjustment available is 6-9 dB.

The **AMPLIFY** button  on the telephone base provides additional amplification of 18 dB i.e the volume adjustment will become 12-30B. When the amplify function is activated, the Amplify LED is lit.

SETTINGS





Setting a default for Amplification.

The Amplify **ON /OFF**  located at the rear allows the amplification facility to be switched **ON** or **OFF** as a default each time you use the telephone.

AMPLIFY ON/OFF Switch at ON Position



The additional amplification is automatically activated each time you use the telephone.


Pressing the Amplify key  during a call will turn off the additional amplification. However, you can still adjust the handset receive volume with the Volume slide bar.

Irrespective of how many times you press the amplify key  throughout a call, the next time you pick up the handset to make a new call, these functions will be activated once again.


AMPLIFY ON/OFF Switch at OFF Position

The additional amplification is deactivated each time you use the telephone.

Pressing the Amplify key  once during a call will enable additional amplification. If you press the amplify key  once more, the additional amplification feature will be turned off once again.

Irrespective of how many times you press the amplify key  throughout a call, the next time you pick up the handset, these functions will be turned off once again.

Speakerphone Volume Setting

In hands free mode you can adjust the speaker volume by using the volume controls  **VOL.** located on the right side of the phone.

USING THE TELEPHONE


Making a Call

Pick up handset.

When you hear the dialling tone, dial the number on the keypad.


To end the call simply replace the handset in the cradle

Making a Call – Hands Free

Press the  button to get a dialling tone

Dial the telephone number on the keypad.

To end the call, simply press  again

To activate the Hands Free function during the call, press the **SPEAKER** button  and replace the handset on the cradle at the same time.

To deactivate the Hands Free function during a call, lift the handset.

Note: When in hands free mode, only one person may talk at a time. The switch-over between speaker and microphone is automatic. This is dependent on the sound level of the incoming call and the microphone respectively. It is therefore essential that there are no loud noises, e.g. music, in the immediate vicinity of the telephone, as this will disrupt the hands free function.

USING THE TELEPHONE

Receiving a Call


When an incoming call is received, the telephone rings and the incoming call LED lights up.

Lift the handset and speak

To end the call simply replace the handset in the cradle


Receiving a call – Hands Free

Press  to speak hands free

To end the call press 

Last Number Redial

Lift the handset or press  for hands free use

Press  to redial the last number dialed.

Hearing Aid Use

This telephone is hearing aid compatible. Select the T mode on your hearing aid to enable this feature.


Flash Signal


The **FLASH** button can be used with special services such as Call Waiting (if provided by your service provider) or transferring external calls to another extension within a private switchboard.

MEMORY

Storing a Number to Memory

There are 8 memories pictures buttons (8 photo dial buttons). You can slip your contact's photograph under the perspex of the button. This is very useful if you tend to forget telephone numbers or names.

Left the handset on his base. Enter the telephone number you wish to store (up to 16 digits). If required, you can use the  button to insert a pause

Press  again.

Press the desired memory location (1 of the 8 photo dial buttons). The telephone number will be saved to that memory location.

Entering a new number into a memory location which currently stores a number will automatically erase the original number
Note: If you store family or friend numbers in photo key, you can put his or her photo in it.

Dialling a Number from Memory

Pick up the handset or no if you want call in speakerphone mode

Press the desired memory location (1 of the 8 photo dial buttons)

The telephone number will be dialled automatically

TROUBLESHOOTING

PHOTOPHONE110 does not ring

- Make sure that the telephone line cord is plugged in correctly and is not damaged.
- Connect another telephone to the telephone PTT socket or move your telephone to another socket to track if the failure is coming from your telephone or your PTT socket.
- There may be too many communication devices connected to a single telephone line e.g. another telephone, modem or facsimile machine. Contact your network provider for help in calculating the limit for your home or business line.
- Make sure the ringer setting is not switched to OFF.

No dial tone

- Make sure that the telephone line cord is plugged in correctly and is not damaged.
- Connect another telephone to the telephone PTT socket or move your telephone to another socket to track if the failure is coming from your telephone or your PTT socket.
- There may be too many communication devices connected to a single telephone line e.g. another telephone, modem or facsimile machine. Contact your network provider for help in calculating the limit for your home or business line.

One-touch memory key unuseful

- Check if you have stored number in it, if not, please store the number again.

SAFETY INFORMATION

General

When using your telephone equipment, the following basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons:

1. Read, understand and follow all warnings and instructions
2. Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a soft damp cloth for cleaning.
3. Do not place this product on unstable surfaces. The product may drop, causing serious damage to the product.
4. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in fire or electric shock.
5. Never push foreign objects of any kind into this product through cabinet slots as they may affect dangerous voltage points or short circuit parts that could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
6. Avoid moving or disconnecting this unit during a heavy storm, as there may be a remote risk of electric shock from lightning and thunder.
7. Unprofessional person cannot open telephone even meets troubles, please send to service center.

DEVICES

- Big number keys designed for elderly
- Hearing-aid compatible (optional)
- Handset receiver booster function
- 8 one-touch memories (including 4 photograph keys)
- Flash and redial function
- Flash time selected with switch
- Earphone and Hands-free volume adjust with potentiometer
- Ringer volume high, low and off switch
- Hands-free dialing and speaking
- Bright ring LED indicator

GUARANTEE

From the moment your Geemarc PhotoPHONE110 is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at **www.geemarc.com**. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

**Please note: The guarantee applies to
the United Kingdom only**

DECLARATION: Geemarc Telecom SA hereby declares that this PhotoPhone110 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive RED 2014/30/UE.

*The declaration of conformity may be consulted at
www.geemarc.com*

RECYCLING DIRECTIVES

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at

www.geemarc.com

E-mail: **help@geemarc.com** Telephone : **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
France

This product is made in China to Geemarc Telecom



TABLE DES MATIERES

TABLES DES MATIERES	16
INTRODUCTION.....	17
Contenu du colis	18
DESCRIPTION.....	19
Description Générale	19
REGLAGES	21
Raccordement de l'appareil	21
Réglage du volume de la sonnerie	21
Réglage du temps de coupure.....	21
Réglage du volume	21
Réglage du volume du haut-parleur	22
UTILISATION DU TELEPHONE	23
Appeler.....	23
Recevoir une communication.....	23
Rappel du dernier numéro composé	24
Utilisation avec une prothèse auditive	24
Fonction Rappel enregistreur.....	24
MEMOIRE	25
Mettre un numéro en mémoire.....	25
Composer un numéro mis en mémoire	25
PROBLEMES EVENTUELS	26
POUR VOTRE SECURITE.....	27
DISPOSITIF	28
GARANTIE	29
RECYCLAGE DE L'APPAREIL.....	30

INTRODUCTION

Veillez consulter notre site Internet : **www.geemarc.com** pour bénéficier d'un guide d'utilisation à jour susceptible de contenir des changements et mises à jour importants dont vous devez être conscient !

Merci d'avoir choisi notre Geemarc PHOTOPHONE110. Cet appareil est un téléphone amplifié à larges touches. Avec ses larges touches le clavier est facile à voir et à utiliser, cela permet d'éviter toute erreur de composition de numéro. Il y a également des touches mémoire photos, destinées à faciliter l'appel car vous pourrez identifier ces raccourcis clavier grâce aux photos de votre famille et de vos amis. Ce téléphone est compatible avec les prothèses auditives.

Il est important que vous lisiez les conseils d'utilisation ci-dessous afin d'utiliser au mieux votre téléphone GEEMARC. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Ce mode d'emploi explique comment utiliser le téléphone :

PHOTOPHONE 110

INTRODUCTION

Contenu du colis

Une fois le colis déballé, vérifiez que vous disposez de l'ensemble des éléments présentés ci-après. Si l'un des éléments est absent, contactez sans délai votre revendeur.

- 1 base PHOTOPHONE 110
- 1 combiné PHOTOPHONE 110 et un cordon spiralé
- 1 cordon téléphonique
- 1 mode d'emploi



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**


2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
France

Email : **sav@geemarc.fr**
Téléphone : **03 28 58 75 99**


DESCRIPTION

Description Générale

- | | | |
|-----------------|-----------------------|--|
| 1) M3 | 9) Voyant de sonnerie | 16) Cordon de ligne |
| 2) M4 | 10) M2 | 17) Flash (100-300) |
| 3) M7 | 11) M1 | 18) Amplification automatique (Marche / Arrêt) |
| 4) SOS | 12) M6 | |
| 5) Store | 13) M5 | |
| 6) Flash | 14) Clavier | |
| 7) Redial (Bis) | 15) Boost | |
| 8) Mains libre | | |



DESCRIPTION



19) Interrupteur du niveau de sonnerie (OFF (Arrêt)/ LO (Faible)/ High (Fort))

20) Potentiomètre pour régler le niveau du Volume

REGLAGES

Raccordement de l'appareil

Branchez le combiné à une des extrémités du cordon à spirale. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon à la prise qui se trouve à gauche de la base du PHOTOPHONE 110. Placez le combiné sur la base.

Connectez le cordon téléphonique à la prise située à l'arrière du téléphone puis branchez l'autre extrémité à la prise téléphonique murale ou à votre box internet*.

(*) Classé TNV-3 conformément au standard EN62368-1

Réglage du volume de la sonnerie


Un bouton de réglage situé à l'arrière du PHOTOPHONE110 permet de choisir parmi trois volumes de sonnerie : HI (Fort), LO (Faible) ou OFF (Arrêt).

Réglage du temps de coupure

Vous pouvez régler le temps de coupure en utilisant le bouton de réglage situé à l'arrière de votre téléphone. Il y a deux temps disponibles, 100ms et 300ms (réglage pour le réseau français). Lorsque vous modifiez le temps du flash 100/300. Il faudra débrancher la prise téléphonique pendant 10 min afin que la modification soit prise en compte.

Réglage du Volume


Vous pouvez modifier le volume de réception dans le combiné durant une conversation téléphonique en fonction de vos besoins auditifs.

Le bouton  situé sur la base du téléphone vous offre une possibilité d'amplification supplémentaire de 18dB. L'ajustement du volume se trouvera donc entre 12-30dB.




REGLAGES


Régler l'amplification par défaut

Un commutateur d'amplification Marche/Arrêt , situé à l'arrière de l'appareil permet d'activer ou de désactiver l'amplification lors de chaque utilisation du téléphone.

Fonction d'amplification en position Marche

L'amplification supplémentaire est automatiquement activée pour chaque utilisation de l'appareil.

En communication, appuyez sur  pour désactiver l'amplification. Vous pouvez cependant ajuster le niveau de réception du combiné grâce au potentiomètre de réglage du volume.


Quelque soit le nombre de fois où vous appuierez sur  lors de l'appel, le téléphone sera réinitialisé en mode amplification.

Fonction d'amplification en mode Arrêt

L'amplification est éteinte à chaque fois que vous utilisez le téléphone.

Appuyez sur le bouton Amplification pendant une communication afin d'activer l'amplification supplémentaire.

Si vous appuyez de nouveau sur le bouton, l'amplification supplémentaire sera de nouveau éteinte.

Quelque soit le nombre de fois où vous appuierez sur  lors de l'appel, le téléphone sera réinitialisé en mode sans amplification.

Réglage du volume du haut-parleur

En mode mains libres vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur en utilisant les boutons de contrôles du volume V+ or V- situés sur le côté droit du téléphone.

UTILISATION DU TELEPHONE


Appeler

Décrochez le combiné.


Composez le numéro de votre correspondant lorsque vous entendez la tonalité.


Pour terminer l'appel, reposez simplement le combiné sur la base.

Appeler en mode Mains Libres

Appuyez sur  pour entendre une tonalité.

Composez le numéro de votre correspondant.

Pour mettre fin à la communication, appuyez à nouveau sur .

Pour activer le mode « mains libres » en cours de communication, appuyez sur  puis raccrochez.

Il vous suffit de décrocher le combiné pour désactiver le mode « mains libres » en communication.

Note: Une seule personne peut parler à la fois lorsque le téléphone fonctionne en mode « mains libres ». La Commutation entre le haut-parleur et le micro est automatique. Cela dépend du niveau de son entre le signal reçu et le micro. Il est par conséquent essentiel qu'il n'y ait pas de bruits forts, par ex. de la musique à proximité du téléphone, car cela empêcherait le mode « mains libres » de fonctionner correctement.

Recevoir une communication

Lorsqu'un appel est reçu, le téléphone sonne et les LEDs situés en bas de l'appareil s'allument.

Décrochez le combiné et parlez.

Pour terminer l'appel, reposez simplement le combiné sur la base.

UTILISATION DU TELEPHONE


Recevoir un appel en mode Mains Libres

Appuyez sur  pour parler en mode « mains libres ».

Pour mettre fin à la communication, appuyez sur .

Rappel du dernier numéro composé

Décrochez le combiné ou appuyez sur  pour appeler en mode « mains libres ».

Appuyez sur  pour appeler le dernier numéro composé.

Utilisation avec une prothèse auditive

Ce téléphone est compatible avec une prothèse auditive. Sélectionnez le mode T sur votre prothèse auditive pour utiliser cette fonction.

Fonction Rappel enregistreur

La touche **Flash** peut être utilisé avec des services spéciaux tels que la mise en attente d'un appel (si le service est fourni par votre opérateur) ou le transfert des appels entrants vers un numéro de poste vers lequel vous désirez transférer l'appel.

MEMOIRE

Mettre un numéro en mémoire

Il y a 8 touches photos mémoire. Vous pouvez glisser la photo de vos contacts sous le plastique des touches prévues à cet effet. Cela est très utile si vous avez tendance à oublier les numéros de téléphone.

En position raccroché, composez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer (16 chiffres maximum). Si cela est nécessaire.

Appuyez à nouveau sur .

Choisissez la touche mémoire directe correspondant au numéro à mémoriser (une des 8 mémoires photo). Le numéro de téléphone sera sauvegardé à cet endroit.

Pour effacer un ancien numéro, veuillez refaire la procédure d'enregistrement d'un nouveau numéro sans numéro.

Composer un numéro mis en mémoire

Décrochez le combiné ou non si vous souhaitez appeler en mode main libre.

Choisissez la touche mémoire directe correspondant au numéro à composer (une des 8 mémoires photo) et appuyez dessus.

Le numéro de téléphone sera appelé automatiquement.

PROBLEMES EVENTUELS

Le PHOTOPHONE110 ne sonne pas

- Assurez-vous que le cordon de ligne du téléphone soit correctement branché et qu'il ne soit pas détérioré.
- Branchez un autre téléphone sur la prise téléphonique PTT ou branchez votre téléphone sur une autre prise téléphonique afin de voir si le problème provient de votre appareil ou de la prise PTT.
- Il se peut que trop de dispositifs de communication soient branchés sur une seule ligne, par ex. un autre téléphone, un modem ou un fax. Contactez votre fournisseur de réseau pour vous aider à calculer la limite de votre ligne téléphonique personnelle ou professionnelle.
- Vérifiez que le volume de la sonnerie ne soit pas arrêté.

Pas de tonalité d'appel

- Assurez-vous que le cordon de ligne du téléphone soit correctement branché et qu'il ne soit pas détérioré.
- Branchez un autre téléphone sur la prise téléphonique PTT ou branchez votre téléphone sur une autre prise téléphonique afin de voir si le problème provient de votre appareil ou de la prise PTT.
- Il se peut que trop de dispositifs de communication soient branchés sur une seule ligne, par ex. un autre téléphone, un modem ou un fax. Contactez votre fournisseur de réseau pour vous aider à calculer la limite de votre ligne téléphonique personnelle ou professionnelle.

POUR VOTRE SECURITE

Généralités

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures :

1. Lisez, comprenez et suivez tous les avertissements et instructions.
2. Débranchez le produit de la prise téléphonique murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni de nettoyeurs en aérosol. Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage.
3. Ne placez pas ce produit sur des surfaces instables. Le produit pourrait tomber et être gravement endommagé.
4. Ne surchargez pas les prises téléphoniques murales et les rallonges, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
5. N'insérez jamais d'objets étrangers de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes du boîtier, car ils pourraient affecter des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. Ne renversez jamais de liquide de quelque nature que ce soit sur le produit.
6. Évitez de déplacer ou de débrancher cet appareil pendant un gros orage, car il peut y avoir un risque à distance de choc électrique dû à la foudre et au tonnerre.
7. Une personne non professionnelle ne peut pas ouvrir le téléphone même si elle rencontre des problèmes, veuillez l'envoyer au centre de réparation.

DISPOSITIF

CARACTÉRISTIQUES

- Grandes touches numériques conçues pour les personnes âgées
- Compatible avec les appareils auditifs.
- Fonction amplification du combiné
- 8 touches mémoires photos
- Fonction Rappel enregistreur et Bis
- Sélection de la durée du flash sélectionnée avec un interrupteur
- Réglage du volume des écouteurs et du mains-libres par potentiomètre
- Commutateur de volume de sonnerie 3 positions (Fort, Faible et Arrêt)
- Composition et conversation en mode mains libres
- Indicateur lumineux de sonnerie

GARANTIE

Cet appareil PhotoPHONE110 est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques ; la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie.

En cas de problème, rapprochez vous de votre point de vente, sinon, contacter notre assistance technique au 03 28 58 75 99 ou visitez notre site Internet **www.geemarc.com**.

IMPORTANT : VOTRE TICKET DE CAISSE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVE ET PRESENTE EN CAS DE RECLAMATION.

Cette garantie n'est valide qu'en France

DECLARATION : Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce PhotoPHONE110 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/30/UE

*La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : **www.geemarc.com***

Raccordement téléphonique : Les tensions présentes sur les réseaux de télécommunication sont classées TRT-3 (Tension du réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN62368-1.

RECYCLAGE DE L'APPAREIL

La Directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsqu'un produit ne sert plus, ne pas le jeter à la poubelle. Veuillez choisir une des options suivantes pour vous en débarrasser :

- Déposez votre appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou bien redonner votre ancien appareil à votre revendeur. Si vous achetez un nouvel appareil, le magasin se doit d'accepter de reprendre l'ancien.

Ainsi, si vous respectez ces instructions, vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
France

Email: **sav@geemarc.fr**

Téléphone: **03 28 58 75 99**

Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom



INHALT

INHALT	31
EINFÜHRUNG	32
Auspacken des Telefons.....	33
BESCHREIBUNG	34
Allgemeine Beschreibung	34
EINSTELLUNGEN	36
Einrichtung	36
Einstellen des Klingeltons	36
Einstellen der Flash-Zeit (Rückruf)	36
Einstellen der Hörerlautstärke und der Klangtiefe	36
Einstellen der Lautstärke des Telefonlautsprechers.....	38
BEDIENUNG DES TELEFONS	38
Einen Anruf tätigen	38
Annahme eingehender Anrufe	39
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer ...	39
Verwendung eines Hörgerätes	40
Flash-Signal	40
SPEICHER	41
Speichern von Telefonnummern.....	41
Wählen einer gespeicherten Rufnummer	41
STÖRUNGSBEHEBUNG	42
SICHERHEITSHINWEISE	43
EIGENSCHAFTEN	44
GARANTIE	45
RECYCLING-RICHTLINIE	46

EINFÜHRUNG

Bitte besuchen Sie unsere Webseite: **www.geemarc.com** für neueste Bedienungsanleitungen, da es eventuell wichtige Updates und Veränderungen gibt, die Sie kennen sollten !

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Geemarc PhotoPHONE 110. Dieses Telefon mit Hörverstärkung besitzt besonders gut erkennbare und leicht zu bedienende Tasten, so dass Sie sich nie wieder verwählen. Die Fototasten sorgen für einfaches Wählen, da diese Schnellwahltasten mit Fotos Ihrer Freunde und Familie unterlegt werden können. Dieses Telefon kann zusammen mit Hörgeräten verwendet werden.

Bitte lesen Sie die folgenden Anleitungen sorgfältig durch, um den vollen Funktionsumfang Ihres Geemarc-Telefons nutzen zu können. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Dieses Handbuch enthält Bedienungsanleitungen zum folgenden Telefonmodell:

PHOTOPHONE 110

Auspacken des Telefons

Im Lieferumfang dieses Telefons sind folgende Teile enthalten:

- 1 Telefongerät PHOTOPHONE 110
- 1 Telefonhörer PHOTOPHONE 110 mit Spiralkabel
- 1 Telefonkabel
- 1 Benutzerhandbuch



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter
www.geemarc.com/de

E-mail: **kundendienst@geemarc.com**


Telefon: **+49(0)30 209 95 789**

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
France


BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung

- | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 1) M3 | 9) Klingelanzeige | 16) Anschluss |
| 2) M4 | 10) M2 | Telefonkabel |
| 3) M7 | 11) M1 | 17) Flash (100-300) |
| 4) SOS | 12) M6 | 18 Automatische |
| 5) Store | 13) M5 | Verstärkung (An / |
| 6) Flash | 14) Tastatur | Aus) |
| 7) Redial (Bis) | 15) Boost | |
| 8) Freisprechfunktion | | |



BESCHREIBUNG



- 19) Einstellung Klingeltonpegel (OFF (Aus)/ LO (Schwach)/ High (Stark))
- 20) Potentiometer zum Einstellen des Lautstärkepegels

EINSTELLUNGEN

Einrichtung

Schließen Sie den Telefonhörer an ein Ende des Spiralkabels an. Schließen Sie das andere Ende des Spiralkabels an die Buchse an der linken Seite des PHOTOPHONE 110-Gerätes an. Legen Sie den Telefonhörer auf die Gabel.


Schließen Sie das Telefonkabel an die Buchse auf der Rückseite des Telefons sowie an die Telefondose an der Wand an *.

(*) Klassifizierung TNV-3 gemäß Norm EN62368-1

Einstellen des Klingeltons

Über einen Schalter auf der Rückseite des PhotoPHONE110-Gerätes kann die Lautstärke des Klingeltons auf **HI** (maximale Lautstärke), **LO** (geringste Lautstärke) oder **OFF** (AUS, um nicht durch das Telefon gestört zu werden) eingestellt werden.


Einstellen der Flash-Zeit (Rückruf)

Die Flash-Zeit kann über den Schalter  **FLASH** an der rechten Seite des Telefons festgelegt werden. Es sind drei Einstellungen möglich, 100 ms und 300 ms. Das Telefon ist werkseitig auf die Flash-Zeit für Deutschland eingestellt (R=100 ms). Wenn Sie die Blitzdauer auf 100/300 geändert haben, ziehen Sie anschließend den Telefonstecker für 10 Min. aus der Steckdose, damit die Einstellung übernommen wird.

Einstellen der Hörerlautstärke und der Klangtiefe

Hörerlautstärke und Klangtiefe können je nach Bedarf während eines Gesprächs eingestellt werden.

Die Einstellungen für die Lautstärke und den Klang können über die Schieberegler auf der Oberseite des Telefongerätes vorgenommen werden. Dabei kann die Lautstärke von 6 bis 9 dB eingestellt werden.


Über die Taste  am Telefongerät kann die Lautstärke um weitere 18 dB verstärkt werden, wodurch eine Lautstärkeregelung

EINSTELLUNGEN

von 12 bis 30 dB ermöglicht wird. Bei aktivierter Verstärkung leuchtet die LED-Anzeige für die Sprachverstärkung auf.




Voreinstellung der Sprachverstärkung.

Die Taste für die Verstärkung **EIN/AUS**  befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, über die die Verstärkungsfunktion als Standardeinstellung für das Telefon ein- oder ausgeschaltet werden kann.

Schalter AMPLIFY ON/OFF in der Position EIN



Die Einstellungen für die Sprachverstärkung und den Klang werden bei jedem Gespräch automatisch vorgenommen.

Beim Drücken der Taste Amplify  während eines Gesprächs werden die Sprachverstärkung und Klangeinstellungen deaktiviert. Die Lautstärke des Telefonhörers kann jedoch weiterhin über den Schieberegler am Gerät eingestellt werden.

Auch wenn die Taste für  die Sprachverstärkung während eines Gesprächs mehrmals gedrückt wurde, werden diese Funktionen beim nächsten Abnehmen des Telefonhörers erneut aktiviert.

Schalter AMPLIFY ON/OFF in der Position AUS

Die Einstellungen für die Sprachverstärkung und den Klang sind bei jedem Gespräch deaktiviert.

Beim Drücken der Taste Amplify  während eines Gesprächs werden die Klangeinstellungen und die Sprachverstärkung aktiviert. Bei nochmaligem Drücken der Taste  für die Sprachverstärkung werden die Sprachverstärkung und die Klangeinstellungen wieder deaktiviert.

Auch wenn die Taste für die Sprachverstärkung während eines Gesprächs mehrmals gedrückt wurde, bleiben diese Funktionen beim nächsten Abnehmen des Telefonhörers deaktiviert.

BEDIENUNG DES TELEFONS

Einstellen der Lautstärke des Telefonlautsprechers

Bei Verwendung der Freisprecheinrichtung kann die Lautstärke des Lautsprechers über die Lautstärkeregler V+ und V- an der rechten Seite des Telefons eingestellt werden.


Einen Anruf tätigen

Heben Sie den Telefonhörer ab.

Sobald Sie das Freizeichen hören, wählen Sie über die Tasten die Telefonnummer.


Zum Beenden des Gesprächs den Hörer einfach wieder auf die Gabel legen.

Einen Anruf tätigen – Freisprecheinrichtung

Drücken Sie die Taste  so dass das Freizeichen zu hören ist.

Wählen Sie über die Tasten die Telefonnummer.

Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs noch einmal die Taste .

Um die Freisprecheinrichtung während eines Gesprächs zu aktivieren, drücken Sie die Taste  und legen Sie den Telefonhörer auf die Gabel.

Um die Freisprecheinrichtung während eines Gesprächs auszuschalten, heben Sie den Telefonhörer ab.

Hinweis: Bei Verwendung der Freisprecheinrichtung kann nur ein Gespräch gleichzeitig geführt werden. Das Umschalten zwischen Lautsprecher und Mikrofon erfolgt automatisch. Dieser Vorgang ist

BEDIENUNG DES TELEFONS

von der Lautstärke der eingehenden Stimme bzw. des Mikrofons abhängig. Aus diesem Grund sollten laute Geräusche wie Musik in der Umgebung des Telefons vermieden werden, so dass das Gespräch über die Freisprecheinrichtung nicht durch andere Geräusche beeinflusst wird.


Annahme eingehender Anrufe


Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und die LED-Anzeige für eingehende Anrufe leuchtet auf.

Heben Sie den Telefonhörer ab und sprechen Sie.


Zum Beenden des Gesprächs den Hörer einfach wieder auf die Gabel legen.


Annahme eingehender Anrufe – Freisprecheinrichtung

Drücken Sie die Taste , um die Freisprecheinrichtung zu nutzen.

Drücken Sie zum Beenden des Gespräches die Taste .

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

Heben Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie für die Freisprecheinrichtung die Taste .

Drücken Sie zur Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer die Taste .

Verwendung eines Hörgerätes

Dieses Telefon kann zusammen mit Hörgeräten verwendet werden. Stellen Sie dazu an Ihrem Hörgerät den T-Modus ein.

Flash-Signal


Die Taste **FLASH** wird für Sonderdienste wie Anklopfen (falls vom Dienstanbieter bereitgestellt) oder Weiterleitung externer Anrufe an eine Nebenstelle einer Haustelevonanlage genutzt werden.

SPEICHER

Speichern von Telefonnummern

Das Gerät besitzt acht Speichertasten (acht Foto-Direktwahltasten). Sie haben die Möglichkeit, ein Foto der jeweiligen Kontaktperson unter das Plexiglas der entsprechenden Taste zu legen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie sich Telefonnummern oder Namen nicht leicht merken können.

In aufgelegter Position, geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein (bis zu 16 Ziffern).

Drücken Sie noch einmal die Taste 

Drücken Sie die gewünschte Speicherplatztaste (eine der acht Foto-Direktwahltasten) Die Telefonnummer ist nun unter dieser Schnellwahl Taste gespeichert.

Vorsicht, beim Speichern einer neuen Telefonnummer auf einer Speicherplatztaste wird die eventuell bereits gespeicherte Nummer automatisch gelöscht.

Im Telefongerät befindet sich eine Verzeichniskarte der Speicherplatztasten, in der die Speicherplätze der Telefonnummern vermerkt werden können.

Wählen einer gespeicherten Rufnummer

Heben Sie den Telefonhörer ab.

Drücken Sie die gewünschte Speicherplatztaste (eine der acht Foto-Direktwahltasten).

Die Telefonnummer wird daraufhin automatisch gewählt.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Das PHOTOPHONE110 klingelt nicht

- Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig angeschlossen wurde und nicht beschädigt ist.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefondose an bzw. schließen Sie das Telefon an eine andere Telefondose an, um festzustellen, ob der Fehler durch das Telefon selbst oder durch die Telefondose verursacht wird.
- Möglicherweise wurden zu viele Kommunikationsgeräte an eine einzige Telefonleitung angeschlossen, z. B. ein weiteres Telefon, ein Modem oder ein Faxgerät. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, um die Kapazität Ihrer privaten oder geschäftlichen Telefonleitung zu ermitteln.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für den Klingelton nicht auf AUS steht.

Kein Freizeichen

- Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig angeschlossen wurde und nicht beschädigt ist.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefondose an bzw. schließen Sie das Telefon an eine andere Telefondose an, um festzustellen, ob der Fehler durch das Telefon selbst oder durch die Telefondose verursacht wird.
- Möglicherweise wurden zu viele Kommunikationsgeräte an eine einzige Telefonleitung angeschlossen, z. B. ein weiteres Telefon, ein Modem oder ein Faxgerät. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, um die Kapazität Ihrer privaten oder geschäftlichen Telefonleitung zu ermitteln.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

Wenn Sie Ihr Telefon benutzen, sollten Sie immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern:

8. Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen.
9. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Stecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Oberflächen. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch schwer beschädigt werden.
11. Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
12. Stecken Sie niemals Fremdkörper jeglicher Art durch die Gehäuseschlitze in das Gerät, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.
13. Vermeiden Sie es, das Gerät während eines starken Gewitters zu bewegen oder abzutrennen, da die Gefahr eines Stromschlags durch Blitz besteht.
14. Das Telefon sollte nur von geschulten Geomarc Technikern geöffnet werden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

EIGENSCHAFTEN

- Große Zifferntasten
- Hörgerätetauglich
- Verstärkerfunktion für den Hörer
- 8 Schnellwahltasten (einschließlich 4 Fototasten)
- Blitz- und Wahlwiederholungsfunktion
- Blitzzeit einstellbar
- Präzisere Einstellung der Kopfhörer- und Freisprechlautstärke dank Potentiometer im Vergleich zur Einstellung mit einem Knopf
- Ruftonlautstärke hoch, niedrig und stumm
- Freihändiges Wählen und Sprechen
- Helle Ring-LED-Anzeige

GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com**.

Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinanderggebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses PhotoPHONE110 die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der RE Richtlinie 2014/30/UE erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden.*

Telefonanschluss: Die gegenwärtige Spannung im Telekommunikationsnetzwerk ist als TNV-3 (Telekommunikationsnetzwerkspannung) gemäß Norm EN62368-1 klassifiziert.

RECYCLING-RICHTLINIE

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Falls dieses Gerät defekt ist, sollte es nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten zur Entsorgung:

- Nehmen Sie die Batterien heraus und geben Sie sie in einen geeigneten Rücknahmebehälter. Geben Sie das Produkt bei einer Sammelstelle für Altgeräte ab.
- Oder geben Sie das alte Gerät zum Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter
www.geemarc.com/de

E-mail:**kundendienst@geemarc.com**

Telefon:**+49(0)30 209 95 789**

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
France

Von Geemarc Telecom im China hergestellt



UGPhotoPHONE110_EnFrGe_v1.1

Geemarc Telecom SA
Parc de l'Etoile
2 Rue Galilée
59760 Grande-Synthe